


MANUAL COMO TIRAR FOTOS COM A CÂMERA CANNON E NIKON

Selecione o paciente que deseja tirar as fotos, conecte a câmera ao computador



depois clique no botão **CLIQUE AQUI PARA CONECTAR Á CÂMERA** vai apresentar uma mensagem informação câmera conectada, agora você pode tirar quantas fotos desejar.

O sistema já vem com alguns grupos de nomes de fotos pré-configurados, se desejar inserir mais grupos é só clicar no botão  e adicionar os nomes das imagens.

Lembrando que as fotos tiradas já ficam armazenadas diretamente no banco de imagens do paciente.

