

NESSE MANUAL VÃO SER SOLUCIONADAS AS SEGUINTE DÚVIDAS DE USO:

MANUAL PERIODONTIA

PG

- | | |
|-------------------------------------------------------------|---|
| • COMO PREENCHER UM NOVO PERIOGRAMA | 1 |
| • COMO FAÇO PARA EXCLUIR UM PERIOGRAMA | 2 |
| • COMO FAZER UM NOVO CONTROLE DE PLACA BACTERIANA | 3 |
| • COMO FAÇO PARA CONFIGURAR O RELATÓRIO DE PLACA BACTERIANA | 4 |
| • COMO FAÇO PARA EXCLUIR UM CONTROLE DE PLACA BACTERIANA | 5 |
| • COMO FAÇO PARA IMPRIMIR UM CONTROLE DE PLACA BACTERIANA | 6 |

COMO PREENCHER UM NOVO PERIOGRAMA?



Clique em **Periodontia**, **Periograma**, clique no botão novo periograma, nós temos alguns dados para serem preenchidos são eles:


- Crescimento e recessão gengival
- Profundidade de sondagem
- Transparência

OBS: Para preencher esse dado clique na região desejada e no item para preenchimento logo de preencher todos os dados necessários clique no botão **gravar dados**.


Para colocar um implante em uma região clique com o **botão direito** do mouse no local desejado e escolha o tamanho do implante.

Os implantes exibidos nas regiões acima são apenas indicativos para uma melhor avaliação do caso clínico do paciente.


Se desejar acompanhar o nível de saucerização do paciente clique no botão SAUCERIZAÇÃO também podendo imprimir.



COMO FAÇO PARA EXCLUIR UM PERIOGRAMA?



Clique em **Periodontia**, em **histórico** temos os periogramas salvos daquele paciente, selecione o periograma que deseja excluir e clique no botão excluir periograma, vai aparecer uma mensagem solicitando a confirmação da exclusão do periograma, clique em sim.



COMO FAZER UM NOVO CONTROLE DE PLACA BACTERIANA?




Clique em **Periodontia**, clique no botão novo controle, comece a preencher os dados desse novo controle de placa, temos esses itens para preenchimento:

- Técnica utilizada
- Corante utilizado
- Índice de placa bacteriana

Depois de preencher o dado clique no botão **gravar dados**.

Arcada Superior



Arcada inferior

Clique com o segundo botão do mouse para alterar a situação da região desejada.

Controles de placa	Técnica utilizada	Corante utilizado	Índice de placa bacteriana
01/11/2011	<input checked="" type="radio"/> Por dente <input type="radio"/> Por face	<input checked="" type="checkbox"/> Azul <input type="checkbox"/> Verde	Total de placa bacteriana: 14,67%

COMO FAÇO PARA CONFIGURAR O RELATÓRIO DE PLACA BACTERIANA?



Clique em **Periodontia**, clique no botão **configurar**, vai aparecer a tela de configuração de relatório de placa bacteriana, realize as alterações necessárias e clique em gravar dados.

Controle de placa

Arcada Superior

18 17

X X

48 47

Clique com o

Controles de pla

01/11/2011

Configuração do relatório de placa bacteriana

Configuração

Configurações cadastradas	Variação do percentual de placa
<input checked="" type="radio"/> 0,00% à 10,00%	De: 0,00% até 10,00%
<input type="radio"/> 10,00% à 20,00%	
<input type="radio"/> 20,00% à 30,00%	
<input type="radio"/> 30,00% à 50,00%	
<input type="radio"/> 50,00% à 100,00%	

Texto para pacientes com variação entre os valores

O índice de placa bacteriana obtido em seu exame clínico foi de 0 a 10%, o que representa um ótimo estado de saúde bucal. Mantenha a escovação e o uso do fio dental como vem sendo efetuado. Retorne para fazer o controle de placa bacteriana de 06 em 06 meses.

Nova variação
Excluir variação
Gravar dados

27 28

X X

37 38

ana

Configurar

Novo controle

Excluir controle

Gravar dados

Imprimir

COMO FAÇO PARA EXCLUIR UM CONTROLE DE PLACA BACTERIANA?



Clique em **Periodontia**, na descrição controle de placa temos todas os controles de placas realizadas naquele paciente, selecione o controle desejado e clique no botão **excluir controle**, vai aparecer uma solicitando a confirmação da exclusão do controle é só clicar em sim.

Controle de placa

Arcada Superior

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
X	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	X	X
X	1	1	0	X	0	0	X	X	2	1	0	0	1	0	0

48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

Pergunta

Confirma a exclusão do Controle selecionado?

Clique com o segundo botão do mouse

Controles de placa	Técnica utilizada	Corante utilizado	Índice de placa bacteriana
01/11/2011	<input checked="" type="radio"/> Por dente <input type="radio"/> Por face	<input checked="" type="checkbox"/> Azul <input type="checkbox"/> Verde	Total de placa bacteriana: 14,67%

COMO FAÇO PARA IMPRIMIR UM CONTROLE DE PLACA BACTERIANA?



Clique em **Periodontia**, **Controle de Placa**, **Controle de Placa**, na descrição controle de placa temos todas os controles de placas realizadas naquele paciente, selecione o controle desejado e clique no botão **IMPRIMIR**, vai aparecer uma tela com as opções de impressão selecione a desejada e confirma.

Controle de placa

Arcada Superior

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
X	1	1	0	0								0	0	X	X
X	1	1	0	X								0	1	0	0
48	47	46	45	44								35	36	37	38

Opções de impressão

☒ Imprimir Índice de Placa Bacteriana

☒ Imprimir Gráfico do Índice de Placa Bacteriana

Confirmar

Clique com o segundo botão do mouse

Controles de placa

01/11/2011

Técnico

Por

Por face

Adicionar corante

Excluir corante

Índice de placa bacteriana

Total de placa bacteriana: 14,67%

Configurar

Novo controle

Excluir controle

Gravar dados

Imprimir